


S.E.R.F.I.M SARL

Société d'Expertise en Radioprotection, de Formation et Imagerie Médicale.

**Crée en 2017, la Start up SERFIM Sarl
collabore avec trois laboratoires de
renommé internationale
LOHMANN & RAUSHER,
SONOMED, SHUNMEI
pour offrir à ses partenaires des
Produits de haute qualités Certifiés.**



S.E.R.F.I.M SARL


Société d'Expertise en Radioprotection, de Formation et Imagerie Médicale.

LOHMANN & Rauscher

A plus de 150 ans d'expérience dans le développement, la production et la vente de dispositifs médicaux

Avec notre partenaire **LOHMANN & Rauscher nous proposons des produits qui se caractérisent par leur qualités, leur fonctionnalités, et leur efficacité thérapeutique:**

- **Bloc Opératoire**
- **Pansements et traitement des plaies**
- **Hygiène et Soins**
- **Compression Immobilisation et Orthopédie**




S.E.R.F.I.M SARL

Société d'Expertise en Radioprotection, de Formation et Imagerie Médicale.

Vos solutions pour le bloc opératoire par L&R




**Tous nos produits sont conçus précisément selon les normes les plus exigeantes, tant en termes de matières que de fonctionnalités.
Stériles 5 ans nos troussees sont dotées d'étiquettes de traçabilités pré-détachables.**




Raucodrape Champs opératoires

Offrent une protection performante pour tes interventions longues et complexes

- **Large gamme**
- **Conception remarquable**
- **Répondent aux exigences de la norme EN 13795**
- **Effet barrières fiable contre la pénétration des bactéries et des liquides**
- **Absorbant sur tout la surface et imperméable aux liquides**
- **Haute résistance au déchirement**
- **Faible teneur en particules**






Raucodrape® SMART

Trousse universelle standard I

stérile

Contenu	Taille (cm)	Réf.	CD (trousses)
1 champ de table	150 x 190	33 901	15
2 essuie-mains	30 x 20		
1 bande adhésive	9 x 25		
2 champs adhésifs	75 x 90		
1 champ de pied adhésif	175 x 170		
1 champ de tête adhésif	140 x 240		

Système quatre champs avec champs latéraux larges et un champ de pied long ainsi qu'un grand champ de tête pour interventions chirurgicales interdisciplinaires.





Raucodrape® PRO

Trousse RTU avec poche

stérile

Contenu	Taille (cm)	Réf.	Carton (pcs)
1 champ de table	150 x 190	33 468	21
2 essuie-mains	30 x 40		
1 bande auto-agrippante	2,5 x 25		
1 champ RTU, jambières intégrées, fenêtré périnéale ronde, fenêtré sus-pubienne adhésive, poche de recueil avec filtre et connecteur d'évacuation, doigtier sans latex, ceinture et adhésif de maintien	225/260 x 210 fen. pér. Ø 5 fen. pub. Ø 8		







Raucodrape® SMART

Trousse d'accouchement II double poche stérile

Contenu	Taille (cm)	Réf.	Carton (pcs)
1 champ de table entourant	100 x 150	33 959	16
10 compresses	10 x 10		
1 essuie-mains	30 x 20		
1 champ de soin	75 x 90		
1 champ d'accueil bébé	90 x 90		
1 champ sous-fessier avec poche de recueil graduée et 1 poche de recueil en non-tissé	90 x 92 85 x 92		



Serviettes post accouchement Face intraversable




Raucodrape® PRO

Trousse de césarienne I

stérile

Contenu	Taille (cm)	Réf.	Carton (pcs)
1 champ de table	150 x 190	33 460	12
4 essuie-mains	30 x 40		
1 bande adhésive	9 x 50		
1 champ d'accueil bébé	90 x 100		
1 champ de césarienne en T, fenêtre abdominale adhésive avec fenêtre en film à inciser, poche de recueil des liquides avec connecteur d'évacuation et plis d'aisance	260/200 x 335 fen. 35 x 37 film 24 x 29		




Raucodrape® SMART

Trousse de cœlioscopie-gynécologie


stérile

Contenu	Taille (cm)	Réf.	CD (trousses)
1 champ de table	150 x 190	33 925	11
2 essuie-mains	30 x 20		
2 passe-tubulures	9 x 11		
1 champ d'approche	75 x 90		
champ d'approche 1 champ de cœlioscopte-gynécologie, jambières intégrées, fenêtre abdominale adhésive, 2 poches à instruments, fenêtre périnéale adhésive, plis d'aisance, passe-tubulures	230 x 307 fen. abd. 29 x 39 fen. per. 8 x 15		

Champ monobloc pour interventions chirurgicales et mini-invasives dans la région abdomino-périnéale/vaginale.




Gaine de Caméra stérile disponible



Trousse d'orthopédie renforcée

stérile

Contenu	Taille (cm)	Réf.	Carton (pcs)
2 champs de table	150 x 190	33 487	8
2 essuie-mains	30 x 40		
2 bandes adhésives	9 x 50		
1 champ d'approche	150 x 180		
1 alèse en U	150 x 210 U: 14 x 75		
1 champ de pied en U renforcé, passe-tubulures	225 x 280 U: 10 x 100		
1 champ de tête en U renforcé adhésif, passe-tubulures	225 x 270 U: 45 x 65		




Champs à inciser stérile neutre, 45x50 disponible


Raucodrape® PRO

Trousse d'isolation verticale

stérile

Contenu	Taille (cm)	Réf.	Carton (pcs)
1 champ de table	150 x 190	33 489	10
2 essuie-mains	30 x 40		
1 champ d'isolation verticale, fenêtre avec film à inciser, 2 poches à instruments, poche de recueil des liquides avec filtre et connecteur d'évacuation et bandes auto-agrippantes	250 x 330 fen. 30 x 80		






Raucodrape® PRO

Trousse d'extrémité renforcée II

stérile

Contenu	Taille (cm)	Réf.	Carton (pcs)
1 champ de table	150 x 190	33 454	14
1 bande adhésive	9 x 50		
1 champ d'approche	100 x 150		
1 champ d'extrémité renforcé, fenêtre élastiquée centrée et passe-tubulures	225 x 320 fen. Ø 7		




Raucodrape® PRO


Trousse d'arthroscopie du genou

stérile

Contenu	Taille (cm)	Réf.	Carton (pcs)
1 champ de table	150 x 190	33 451	20
1 champ d'arthroscopie du genou, 2 fenêtres élastiquées centrées, poche de recueil des liquides avec connecteur d'évacuation et passe-tubulures	225 x 320 fen. Ø 6 fen. Ø 7		



Gaine de Caméra stérile disponible




Raucodrape® PRO

Trousse d'ophtalmologie I

stérile

Contenu	Taille (cm)	Réf.	Carton (pcs)	Boîte (pcs)
1 champ de table	150 x 190			
1 essuie-mains	30 x 40			
1 champ d'ophtalmologie, fenêtre ovale centrée avec film à inciser et poche de recueil	150 x 150 fen. 7 x 10	33 477	20	10



Pro Ophta Bâtonnets Ophtalmiques stérile.


INDICATIONS: Préparation des tissus et badigeonnage en ophtalmologie.

CARACTERISTIQUES: Bâtonnets blancs en non-tissés absorbant. Ils sont taillés en biseau aux deux extrémités.

Bonne capillarité et résistance à l'usage prévu.
Disponibles en versions stérile ou non stérile,



Conditionné en sachet de 25 stérile.



S.E.R.F.I.M SARL

Société d'Expertise en Radioprotection, de Formation et Imagerie Médicale.

Nos Accessoires :

Standard



Casaque standard

Special (renforcé)



Casaque renforcé

Gants chirurgie




Sempermed® Supreme

Un gant de chirurgie en latex naturel avec une enduction interne synthétique pour un enfilage et un retrait aisés. Une forme anatomique, avec le dos plus large et une courbure naturelle des doigts.

Charlotte





S.E.R.F.I.M SARL


Société d'Expertise en Radioprotection, de Formation et Imagerie Médicale.

Compresse de Laparotomie

**40*40cm pliage en 4 avec
fil radio-déTECTABLE**



**Conditionnement
5 par sachet stérile**

**KITPACK®****KP Hanche DE - Stérile**

REF: 244377

PRODUIT :

REF: 244377, Kitpack® Hanche DE, stérile

COMPOSITION :

- 3 Sentinex® Casaque OP SMMS standards 150cm
- 1 Raucodrape® Champ de table 2 couches Plus 150x190cm
- 2 Raucodrape® Serviettes absorbantes 30x40cm
- 1 Raucodrape® Champ de table 2 couches 150x190cm
- 1 Raucodrape® Bande adhésive 9x50cm
- 1 Raucodrape® Poche à instrument 2 compartiments 38x40cm
- 1 Set d'aspiration Yankauer Ch.30 350cm
- 1 Bistouri électrique
- 1 Grattoir pour bistouri 5x5cm
- 20 Gazin® Compresses de gaze 17fils 16 plis 10x10cm RX
- 2 Jerseys coton cousu roulés 15x150cm
- 1 Kit préparation ciment cupule + spatule
- 1 Raucodrape® Champ à inciser 45x50cm
- 1 Raucodrape® champ de soins 2 couches 100x150cm
- 1 Raucodrape® Alèse en U polyéthylène 150x210cm
- 1 Raucodrape® Champ en U 2 couches Plus 225x280cm
- 1 Raucodrape® Champ de tête en U 2 couches Plus 225x270cm

**CARACTERISTIQUES :**

Les champs Raucodrape® sont en 2 couches :

- 1 couche en non tissé polypropylène
 - 1 couche en film polyéthylène
- Ou en 2 couches et renfort absorbant :
- 1 couche en non tissé polypropylène
 - 1 couche en film polyéthylène
 - 1 couche de renfort absorbant.

Ces produits sont hautement absorbants, résistants aux déchirures, imperméables aux liquides et bactéries, faciles à utiliser et répondent aux exigences de la norme ISO 13795.

Produits non fabriqués à partir de matières premières contenant du latex naturel. Présence de Phtalates.


PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT :

Double emballage stérile par blister souple et emballage papier crêpe.
Présentation sous carton de transport.

KITPACK® Hanche DE - Stérile REF	Kitpacks/Carton
244377	3

INDICATIONS :

Kitpack® stérile pour chirurgie orthopédique.



KITPACK®

KP Coronarographie DE – Stérile

REF : 223760

PRODUIT :

REF 223760, Kitpack® Coronarographie, stérile.

- 1 casaque Sentinex® standard SMMS 150 cm, avec 2 essuie-mains 30 x 40 cm, emballés,
- 1 champ de table Raucodrape®, 150 x 190 cm, 2 couches,
- 1 casaque Sentinex® renforcée SMMS 150 cm,
- 2 serviettes absorbantes Raucodrape®, 30 x 40 cm,
- 1 housse ampli de brillance, 80 x 90 cm, polyéthylène,
- 1 housse ampli de brillance, diamètre 90 cm, en polyéthylène,
- 1 aiguille 1,2 x 40 mm,
- 1 aiguille 0,8 x 40 mm,
- 1 cupule en polypropylène 60 ml,
- 1 seringue 3 pièces 5 ml Luer centrée,
- 1 seringue 3 pièces Luer 10 ml, excentrée,
- 1 seringue 3 pièces Luer- Lock centré 10 ml,
- 2 cupules en polypropylène 250 ml,
- 1 badigeon ocre 18 cm en mousse,
- 20 compresses de gaze 10 x 10 cm, 17 fils, 12 plis,
- 1 barquette en polypropylène 325 x 265 x 50 mm,
- 1 champ d'approche Raucodrape®, 100 x 150 cm, 2 couches,
- 1 champ d'angiographie Raucodrape® 240 x 335 cm, 2 couches et renfort, 4 fenêtres adhésives, 2 panneaux latéraux en PE.



CARACTERISTIQUES :

Les champs Raucodrape® sont en 2 couches :

- 1 couche en non tissé polypropylène
- 1 couche en film polyéthylène
- Ou en 2 couches et renfort absorbant :
- 1 couche en non tissé polypropylène
- 1 couche en film polyéthylène
- 1 couche de renfort absorbant.

Ces produits sont hautement absorbants, résistants aux déchirures, imperméables aux liquides et bactéries, faciles à utiliser et répondent aux exigences de la norme ISO 13795-3.

Kitpack® à usage unique.

Absence de latex. Absence de Phtalates.

PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT :


Double emballage stérile par blister souple et emballage papier crêpe.

Présentation sous carton de transport.

KITPACK® Coronarographie REF	Kitpacks/ Carton
223760	5

INDICATIONS :

Kitpack® stérile pour coronarographie.



S.E.R.F.I.M SARL

Société d'Expertise en Radioprotection, de Formation et Imagerie Médicale.

**Pour vos besoins ou plus de précisions
n'hésitez à nous contacter au :**

77 868 09 22 / 78 482 19 18 / 76 246 58 37

serfim.sarl@yahoo.com

Vous pouvez également consulter notre site

www.serfimmedical.com