



GAMME PANSEMENT SERFIM sarl par Lohmann & Rauscher

| Stade de cicatrisation | Photos | Niveau exsudat | Objectifs | Pansement | Refs | Descriptifs |
|------------------------|--------|----------------|-------------------------------------|---|------|---|
| NÉCROSE | | | Ramolir Hydrater | Suprasorb G Hydrogel, redistribue l'humidité, désagrège les nécroses, capture les débris. | | 33631 SUPRASORB G 10x10 pansement H-gel boite 5 ST |
| | | | | | | 33632 SUPRASORB G 20x20 pansement H-gel boite 3 ST |
| | | | | | | 20478 SUPRASORB G srg H-Gel 6g Bte/10 ST |
| FIBRINE | | | Absorber Drainer | Suprasorb A Alginate de calcium, absorbe par gélification les exsudats fibreux, hémostatique. | | 20445 SUPRASORB A meche algin 30cm/2g Bte/5 ST |
| | | | | | | 20441 SUPRASORB A pst alginate 10x10 Bte/10 ST |
| | | | | | | 20442 SUPRASORB A pst alginate 10x20 Bte/10 ST |
| BOURGEON NEMENT | | | Absorber sans relarguer | Vliwasorb Polyacrylate, absorbe sans relarguer, réduit les odeurs, confort et protection. | | 24501 VLIWASORB pst super abs 10x10 Bte/10 ST |
| | | | | | | 24502 VLIWASORB pst super abs 10x20 Bte/10 ST |
| | | | | | | 30991 VLIWASORB pst super abs adhesif 12x12 Bte/10 ST |
| BOURGEON NEMENT | | | Protéger Absorber Cicatriser | Suprasorb P Hydrocellulaire, favorise la cicatrisation, absorbe, retrait facilité. | | 20415 SUPRASORB P pst adhesif sacrum 18x20 Bte/5 ST |
| | | | | | | 20407 SUPRASORB P pst h-cel Non Adhé 10x10 Bte/10 ST |
| | | | | | | 20409 SUPRASORB P pst h-cel Non Adhé 15x20 Bte/5 ST |
| BOURGEON NEMENT | | | Cicatriser | Lomatuell Vaseline, favorise la cicatrisation, retrait facilité. | | 23318 LOMATUELL H tulle gras 10x10 Bte/50 ST |
| | | | | | | 23317 LOMATUELL H tulle gras 10x30 Bte/10 ST |
| ÉPITHÉLISATION | | | Absorber Cicatriser | Suprasorb H Hydrocolloïde, absorbe et maintien le milieu humide par gélification, auto-adhésif. | | 20412 SUPRASORB H pst h-col fin 10x10 Bte/10 ST |
| | | | | | | 20414 SUPRASORB H pst h-col fin 20x20 Bte/5 ST |
| | | | | | | 20403 SUPRASORB H pst h-col std 10x10 Bte/10 ST |
| | | | | | | 20402 SUPRASORB H pst h-col std 20x20 Bte/5 ST |
| FIXER | | | Fixer Protéger | Suprasorb F Protège, fixe le pansement primaire, transparent. Compatible Douche. | | 20463 SUPRASORB F film trans adh 10x12 Bte/50 ST |
| | | | | | | 20466 SUPRASORB F film trans adh 20x30 Bte/10 ST |
| DÉTERSION | | | Déterger | Débrisoft Débride par action mécanique, limite la douleur. | | 31222 DEBRISOFT Cp déter 10x10 Bte/5 ST |
| POST- OP | | | Fixer Protéger | Curapor / VelpeauSet Tout en un, nettoyage plaies post-opératoire. | | 32914 CURAPOR Pst adh chir 10x15 Bte/50 ST |
| | | | | | | 32915 CURAPOR Pst adh chir 10x20 Bte/50 ST |
| | | | | | | 31765 VELPEAUSSET Post-op M plaie 3 soins LPP |